

Code No. 04-3138

## 製品規格書

デオキシリボ核酸, サケ精液由来

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶性粉末～粉末
緩衝液溶状	試験適合
吸収極大波長	250～270nm
吸光度(10mg/L, $\lambda$ max)(乾燥物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E260nm/E280nm)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
電気泳動試験	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合