

Code No. 04-3294

製品規格書

デヒドロコリダリン硝化物

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	黄色の結晶又は結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(333nm)	577~642
純度試験	-
類縁物質(1)	試験適合
類縁物質(2)	試験適合
類縁物質(3)	試験適合
* 水-メタノール溶状	試験適合
* 水分	5.0%以下

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のデヒドロコリダリン硝化物、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています
(*:当社追加項目)