

Code No. 04-3386

## 製品規格書

### デキサメタゾン

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
吸収極大波長	232～246nm
比旋光度[α]D20(c=1, 1,4-dioxane)	+72～+80°
乾燥減量(105℃)	0.5%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	97.0%以上