

Code No. 04-3434

製品規格書

乾燥炭酸ナトリウム「製造専用」

日本薬局方

試験項目	規格値
* 性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	0.071%以下
(3) 重金属	20ppm以下
(4) ヒ素	3.1ppm以下
乾燥減量	2.0%以下
含量	99.0%以上
* エンドトキシン	10EU/g未満

日本薬局方(Dried Sodium Carbonate)(*：当社追加項目)