

Code No. 04-3463

製品規格書

ジフェニルスルホン標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
メタノール溶状	試験適合
融点	124～130℃
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	99.0%以上
含量(qNMR)	99.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のジフェニルスルホン, 定量用に適合しています。