

Code No. 04-3472

製品規格書

1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン ICH Q3C試験用

残留溶媒試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
密度(20℃)	1.053～1.061g/mL
屈折率20℃	1.469～1.475
水分	0.5%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上
残留溶媒(クラス1)	1ppm以下
* 残留溶媒(クラス2)	10ppm以下
** 残留溶媒(クラス3)	50ppm以下

* ホルムアミド、エチレングリコールについては規格から除外する。 ** ぎ酸、トリエチルアミンについては規格から除外する。