

Code No. 04-3483

製品規格書

ジフェニルスルホン

局方生薬試験用(定量用)

試 験 項 目	規 格 値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
ピークの単一性	試験適合
含量(qNMR)	99.0%以上
* メタノール溶状	試験適合
* 融点	124～130℃
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	99.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のジフェニルスルホン, 定量用に適合しています。(*:当社追加項目)