

Code No. 05-0047

製品規格書

エタノール(95)

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観 純度(C ₂ H ₅ OH)(密度による) 密度(20℃) 不揮発物 酸(CH ₃ COOHとして) 塩基(NH ₃ として) 重金属(Pbとして) アルデヒド及びケトン(CH ₃ COCH ₃ として) 1-ブタノール[CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ OH](GC) 1-プロパノール(CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH)(GC) 2-プロパノール[(CH ₃) ₂ CHOH](GC) メタノール(CH ₃ OH)(GC) 3-メチル-1-ブタノール [(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ OH](GC) 硫酸着色物質	無色澄明の液体 体積分率94.8～95.8% 0.808～0.812g/ml 質量分率0.001%以下 質量分率0.002%以下 質量分率1ppm以下 質量分率1ppm以下 質量分率0.001%以下 質量分率0.005%以下 質量分率0.005%以下 質量分率0.01%以下 質量分率0.02%以下 質量分率0.004%以下 試験適合

JIS K 8102-2012
(*:当社追加項目)