

Code No. 05-0098

# 製品規格書

## エチレングリコール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH)(GC)	面積分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20°C)	1.112~1.116g/mL
水分	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.005%以下
塩化物(Cl)	質量分率1ppm以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.002%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8105:2022(\*:当社追加項目)