

Code No. 05-0109

## 製品規格書

### 2-メトキシエタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH)(GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.962~0.967g/ml
屈折率20℃	1.401~1.404
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.005%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8895:2013  
(\*:当社追加項目)