

Code No. 05-0442

製品規格書

酢酸エチル(残留農薬・PCB試験用)

濃縮300

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
** 純度(CH ₃ COOC ₂ H ₅)(GC)	質量分率99.7%以上
密度(20℃)	0.899~0.902g/mL
水分	質量分率0.05%以下
不揮発物	質量分率0.0002%以下
残留農薬・PCB試験適合性	試験適合
* 残留農薬試験適合性(GC-FPD)	試験適合

JIS K 8110:2012 (*:当社追加項目)
(**:当社設定規格値)