

Code No. 05-0492

製品規格書

エルゴステロール標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末
クロロホルム溶状	試験適合
融点	実績値集積のうえ、規格化する
比旋光度[α]D20(c=0.2,CHCl3)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	5.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	96.0%以上