

Code No. 05-0541

製品規格書

(-)-没食子酸エピガロカテキン

生化学用

| 試験項目 | 規格値 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 外観 | 白色～うすい赤褐色、 結晶性粉末～粉末 試験適合 |
| メタノール溶状 | |
| 比旋光度[α]D20(c=1,CH3OH) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧] | 5.0%以下 |
| 薄層クロマトグラフィー試験 | 試験適合 |
| 含量(HPLC) | 90.0%以上 |