

Code No. 05-0753

製品規格書

エチレングリコール

RoHS対応用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
純度(HOCH ₂ CH ₂ OH)(GC)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	1.112～1.115g/ml
水分	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.005%以下
塩化物(Cl)	質量分率1ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
カドミウム(Cd)(RoHS)	10ppm以下
水銀(Hg)(RoHS)	10ppm以下
鉛(Pb)(RoHS)	100ppm以下
クロム(Cr)(RoHS)	10ppm以下
臭素系難燃剤(Brとして)(RoHS)	1ppm以下