

Code No. 05-0844

製品規格書

プロピオン酸エルゴステロール

ビタミンE定量用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～結晶性粉末
クロロホルム溶状	試験適合
融点	実績値集積のうえ、規格化する
比旋光度[α] _{D20} (c=1,CHCl ₃)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	98.0%以上