

Code No. 05-0896

製品規格書

(-)-エピガロカテキンガレート標準品

食品分析用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.2, CH_3OH)$ (脱水物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	5.0%以下
含量(HPLC)	99.0%以上
含量(qNMR)(エピガロカテキンガレートとして)	90.0%以上