

Code No. 06-0048

製品規格書

ぎ酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
濃度(HCOOH)	質量分率88.0~90.0%
水溶状	試験適合
不揮発物	質量分率0.002%以下
酢酸(CH ₃ COOH)(GC)	質量分率0.3%以下
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
亜硫酸塩	試験適合
銅(Cu)	質量分率3ppm以下
鉛(Pb)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率3ppm以下

JIS K 8264:2020(*:当社追加項目)本品の濃度は約88.0%である。