

Code No. 06-0243

製品規格書

フラボキサート塩酸塩

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
比吸光度E1%1cm(318nm)	325～365
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
pH(5g/l, 25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上