

Code No. 06-0431

## 製品規格書

### (±)-フェンフルラミン塩酸塩

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=3,H <sub>2</sub> O)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(50g/l, 25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
含量	97.0%以上
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する