

Code No. 06-0487

製品規格書

フルアズロン標準品

残留農薬試験用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|------------------|-----------------------------------|
| 外観 | 白色～わずかにうすい黄色、 結晶性粉末～粉末 試験適合 |
| アセトン溶状 | |
| 融点 | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 含量(HPLC) | 98.0%以上 |
| 含量(qNMR) | 98.0%以上 |