

Code No. 06-0608

## 製品規格書

### 果糖

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色～白色の結晶又は結晶性の粉末
旋光度[ $\alpha$ ]D20(JP法)	-88～-94°
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* 水溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上)	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	99.0%以上

\*:当社追加項目