

Code No. 07-0050

製品規格書

L-グルタミン酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶性粉末
純度(C ₅ H ₉ NO ₄)	質量分率99.0%以上
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20}	+31.5~+32.5°
乾燥減量(105℃)	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.02%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.01%以下
重金属(Pbとして)	質量分率0.001%以下
砒素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.02%以下
他のアミノ酸	試験適合

JIS K 9047:2012(*:当社追加項目)