Code No. 07-0063

製品規格書

グリセリン

血清ワクチン用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水分	1.0%以下
酸(CH3COOHとして)	0.002%以下
塩基(NH3として)	4ppm以下
塩化物(CI)	1ppm以下
硫酸塩(SO4)	5ppm以下
重金属(Pbとして)	1ppm以下
鉄(Fe)	1ppm以下
ひ素(As)	0.4ppm以下
アンモニウム(NH4)	5ppm以下
アクロレイン及び糖類	試験適合
脂肪酸エステル(グリセリントリブチラートとし	0.05%以下
て) アルデヒド(HCHOとして)	10ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上

(1 /1) 改訂日: 2019.07.01