

Code No. 07-0073

製品規格書

グリシン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶性粉末
純度(C ₂ H ₅ NO ₂)(105℃乾燥後)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
砒素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.02%以下
他のアミノ酸	試験適合

JIS K 8291:2021(*:当社追加項目)