

Code No. 07-0289

製品規格書

8mol/L 塩化グアニジニウム溶液

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20°C)	1.180~1.193g/mL
吸光度(225nm)	0.4以下
吸光度(230nm)	0.2以下
吸光度(260nm)	0.03以下
pH(1→10, 25°C)	4.0~7.0
1mol/L水酸化ナトリウム溶液消費量	0.5mL/mL以下
蛍光試験	試験適合
濃度	7.9~8.1mol/L