

Code No. 07-0297

製品規格書

ゲンタマイシン硫酸塩

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,H2O)(乾燥物換算)	+107～+122°
乾燥減量(110°C, 減圧)	18.0%以下
pH(40g/L, 25°C)	実績値集積のうえ、規格化する
力価(ゲンタマイシンC1として)(乾燥物換算)	590 μ g/mg以上
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する