

Code No. 07-0329

製品規格書

グアノシン5'-三リン酸三ナトリウム

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶性粉末～粉末又は塊
水溶状	試験適合
吸収極大波長	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(25mg/l, λ max)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E255nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E280nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
含量(HPLC)	90.0%以上