

Code No. 07-0439

製品規格書

ギムザ染色液

病理細胞診研究用

| 試験項目 | 規格値 |
|---|----------------|
| 外観 | 濃青紫色の液体 |
| 吸収極大波長(1) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸収極大波長(2) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸光度[0.1vol%, λ max(1)] | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸光度[0.1vol%, λ max(2)] | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸光度比[E λ max(2)/E λ max(1)] | 実績値集積のうえ、規格化する |
| pH(25°C) | 6.0~8.0 |
| 実用試験 | 試験適合 |