

Code No. 07-0482

## 製品規格書

### グラブリジン

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄褐色、結晶～粉末
エタノール溶状	試験適合
吸収極大波長( $\lambda$ max1)	225～231nm
吸収極大波長( $\lambda$ max2)	280～284nm
吸光度(5mg/l, $\lambda$ max1)(乾燥後)	0.4～0.8
吸光度(5mg/l, $\lambda$ max2)(乾燥後)	0.1～0.3
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.5%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	97.0%以上