

Code No. 07-0488

## 製品規格書

### グアニジンチオシアン酸塩

遺伝子研究用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
融点	118～121℃
吸光度(6mol/L, 280nm)	1.0以下
吸光度(6mol/L, 300nm)	0.20以下
吸光度(6mol/L, 340nm)	0.10以下
pH(50g/L, 25℃)	4.0～7.0
塩化物(Cl)	0.3%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.005%以下
銅(Cu)	0.2ppm以下
鉛(Pb)	0.5ppm以下
砒素(As)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	1ppm以下
蛍光試験	試験適合
含量	99.0%以上