

Code No. 07-0490

製品規格書

グアニジン塩酸塩

細胞生物学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸光度(6mol/l, 230nm)	0.10以下
吸光度(6mol/l, 260nm)	0.03以下
強熱残分(硫酸塩)	0.05%以下
pH(50g/l, 25°C)	4.0～7.0
硝酸塩	試験適合(NO3:約0.005%以下)
硫酸塩(SO4)	0.005%以下
銅(Cu)	0.2ppm以下
鉛(Pb)	0.5ppm以下
砒素(As)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	2ppm以下
蛍光試験	試験適合
含量	99.0%以上