

Code No. 07-0495

## 製品規格書

### ゴミシンA標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
アセトニトリル溶状	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=0.25,CH <sub>3</sub> CN)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上