

Code No. 07-0500

## 製品規格書

### グアニジン塩酸塩

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸光度(6mol/L, 230nm)	0.10以下
吸光度(6mol/L, 260nm)	0.03以下
pH(50g/L, 25°C)	4.0～7.0
硝酸塩	試験適合
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.005%以下
蛍光試験	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量	99.0%以上