

Code No. 07-0503

製品規格書

ゲンチオピクロシド

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の粉末
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* 水溶状	試験適合
* 比吸光度E1%1cm(274nm)(脱水物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
* 水分	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	98.0%以上

*:当社追加項目