

Code No. 07-0506

製品規格書

[6]-GINGEROL

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	黄白色～黄色の液体又は固体
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
クロロホルム溶状(乾燥後)	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,CHCl3)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	10.0%以下
含量(HPLC)	98.0%以上