

Code No. 07-0541

## 製品規格書

### [6]-GINGEROL

局方生薬試験用(成分含量測定用・薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	黄白色～黄色の液体又は固体
確認試験(JP法)	試験適合
吸光度E1%1cm(281nm)(JP法)	101～112
純度試験(JP法)	-
(1) 類縁物質(1)(JP法)	試験適合
(2) 類縁物質(2)(JP法)	試験適合
メタノール溶状	試験適合
水分	5.0%以下