

Code No. 07-0589

製品規格書

ゲニポシド

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
ピークの単一性(JP法)	試験適合
* 含量(qNMR)(JP法)	95.0%以上
** メタノール溶状	試験適合
** 乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧]	2.0%以下

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のゲニポシド, 定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(*:当社設定規格値)(**:当社追加項目)