

Code No. 07-0590

製品規格書

[6]-ギンゲロール

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	試験適合
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質	試験適合
ピークの単一性	試験適合
含量(qNMR)	実績値集積のうえ、規格化する
* メタノール溶状	試験適合
* 水分	5.0%以下
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液の[6]-ギンゲロール、定量用の定量用2及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。
(*:当社追加項目)