

Code No. 07-0596

## 製品規格書

### G-418硫酸塩

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～粉末又は塊
水溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, H_2O)$ (脱水物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	実績値集積のうえ、規格化する
pH(50g/l, 25°C)	実績値集積のうえ、規格化する
力価	700 $\mu$ g/mg以上
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する