

Code No. 07-0610

製品規格書

顆粒球コロニー刺激因子, ヒト, 組換え体, 動物由来物フリー

細胞生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	試験適合
エンドトキシン	0.01ng/ μ g未満
電気泳動試験	試験適合
質量分析試験(MALDI-TOF)	試験適合

Source:E. coli expressed human granulocyte colony-stimulating factor

本品は培養・精製の過程で、動物に由来する物質を使用せずに作製した組換え型のサイトカインです。