

Code No. 07-0647

## 製品規格書

### DL-グルタミン酸

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=7,dil.HCl)	-1～+1°
乾燥減量(105°C)	実績値集積のうえ、規格化する
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量	97.0%以上