

Code No. 07-0660

## 製品規格書

### ギンセノシドRg1

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の粉末又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	3.0%以下
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のギンセノシドRg1, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社追加項目)