

Code No. 07-0699

製品規格書

ゼラチン, ウシ骨/ウシ皮由来

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～黄褐色、結晶～結晶性粉末又は粒状
粘度	3.0～4.5mPa・s
水溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	15.0%以下
pH(50g/L, 35℃)	5.5～6.5
重金属(Pbとして)	0.005%以下
ひ素(As)	1ppm以下
ゼリー強度	240～280g/cm2