

Code No. 08-0033

製品規格書

ヘキサメチレンテトラミン

試薬特級

| 試験項目 | 規格値 |
|--|--------------|
| * 外観 | 白色、結晶～結晶性粉末 |
| 純度(C ₆ H ₁₂ N ₄) | 質量分率99.0%以上 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 強熱残分(硫酸塩) | 質量分率0.01%以下 |
| pH(50g/L, 25°C) | 7.8～8.8 |
| 塩化物(Cl) | 質量分率0.003%以下 |
| 硫酸塩(SO ₄) | 質量分率0.003%以下 |
| 鉛(Pb) | 質量分率5ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 質量分率5ppm以下 |
| アンモニウム(NH ₄) | 質量分率0.003%以下 |
| 硫酸着色物質 | 試験適合 |

JIS K 8847 : 2019(*:当社追加項目)