

Code No. 08-0033

製品規格書

ヘキサメチレンテトラミン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(C ₆ H ₁₂ N ₄)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/L, 25°C)	7.8～8.8
塩化物(Cl)	質量分率0.003%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.003%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8847 : 2019(*:当社追加項目)