

Code No. 08-0121

# 製品規格書

## ヒドロキノン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～ほとんど白色、結晶
純度	99.0%以上
希酢酸溶状	試験適合
融点	171～174℃
強熱残分(硫酸塩)	0.02%以下
塩素化合物(Clとして)	0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.01%以下
鉛(Pb)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
カテコール(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> )	0.3%以下

JIS K 8738-1994(\*:当社追加項目)