

Code No. 08-0147

## 製品規格書

### 塩化ヒドロキシルアンモニウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(HONH <sub>3</sub> Cl)	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/l, 25℃)	2.5～3.5
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.002%以下
銅(Cu)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム	試験適合

JIS K 8201:2006 (\*:当社追加項目)