

Code No. 08-0169

## 製品規格書

### 8-キノリノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～うすい黄色、 結晶～結晶性粉末
純度	99.0%以上
エタノール溶状	試験適合
酢酸溶状	試験適合
融点	72～76℃
強熱残分(硫酸塩)	0.05%以下
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.01%以下
マグネシウム分析適合性	試験適合

JIS K 8775-1994(\*:当社追加項目)