

Code No. 08-0343

## 製品規格書

### 塩酸

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
蒸発残分	5ppm以下
臭化物(Br)	10ppm以下
よう化物(I)	1ppm以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.1ppm以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約0.1ppm以下)
銅(Cu)	0.003ppm以下
亜鉛(Zn)	0.002ppm以下
カドミウム(Cd)	0.002ppm以下
水銀(Hg)	0.001ppm以下
鉛(Pb)	0.0003ppm以下
ひ素(As)	0.005ppm以下
クロム(Cr)	0.01ppm以下
マンガン(Mn)	0.002ppm以下
鉄(Fe)	0.05ppm以下
コバルト(Co)	0.002ppm以下
ニッケル(Ni)	0.002ppm以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	0.2ppm以下
よう素還元性物質(SO <sub>3</sub> として)	1ppm以下
濃度	35.0～37.0%