

Code No. 08-0451

製品規格書

ヒアルロン酸ナトリウム, 鶏冠由来

生化学用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|---------------------------------------|-------------------|
| 外観 | 白色～ほとんど白色、繊維状又は顆粒 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 比旋光度[α]D20(c=0.1,H2O)(乾燥物換算) | -50～-90° |
| 乾燥減量(105℃) | 10.0%以下 |
| 強熱残分(硫酸塩) | 10.0～20.0% |
| pH(2g/l, 25℃) | 5.5～7.5 |
| 重金属(Pbとして) | 0.005%以下 |